




塞魯士的**Trizol**深受客戶喜愛，不只實驗反應效果佳，回購率也很高。一般研究人員會認為用**Trizol**來抽RNA很麻煩，但對於使用熟練的高手來說，使用**Trizol**不只簡便，還能抽到大量、純度又高的RNA。右邊是**Trizol**操作的**Basic Protocol**，以及用來抽較難抽的組織(如：脂肪組織)的**Special Tissue Protocol**。(Special Tissue Protocol也適用於對RNA純度要求極高的實驗。)



塞魯士最暢銷明星
品之一,回購率超高
~~~  
**三效萃取試劑**  
**(Trizol)**

塞魯士RNA相關產品全面特價中(見背面)，任意搭配三樣打9折，四樣85折，產品皆經過嚴格把關，讓您安心放手去做實驗。  
※若有大量需求，歡迎另外洽詢。

## Basic Protocol



## Special Tissue Protocol



0800-007-101/02-22988180

Line ID: @cyrusbio



| RNA實驗相關試劑                                                               | 功用              | 價格                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| <a href="#">Trizol (3-Zol)</a>                                          | 萃取RNA, DNA, 蛋白質 | 250ml/4600                                          |
| <a href="#">Chloroform Replacement Reagent (for Trizol)</a>             | 萃取RNA, DNA, 蛋白質 | 200ml/2000                                          |
| <a href="#">Isopropanol</a>                                             | 使核酸沉澱           | 500ml/1470                                          |
| <a href="#">Trizol Enhance Buffer</a>                                   | 加強使核酸沉澱         | 100ml/1200<br>(與Trizol一起購買:100ml/500)               |
| <a href="#">DEPC</a>                                                    | 去除RNase         | 50ml/3900<br>2X50ml/6930                            |
| <a href="#">DEPC Treated Water, 0.1%</a>                                | 無RNase之二次水      | 500ml/735                                           |
| <a href="#">RNase Out</a>                                               | 去除實驗器材上的RNase   | 500ml(with spray head)/1500<br>500ml(refills) /1200 |
| <a href="#">Guanidine Thiocyanate</a>                                   | 抑制RNase活性       | 250g/1470<br>250gX4/5250                            |
| <a href="#">MOPS</a>                                                    | 配製分離RNA之緩衝液     | 100g/1050<br>500g/3675                              |
| <a href="#">Lithium Chloride, LiCl</a>                                  | 使RNA沉澱及其他生化功用   | 500g/2100                                           |
| <a href="#">8M Lithium Chloride Solution</a>                            | 使RNA沉澱及其他生化功用   | 100ml/700                                           |
| <a href="#">ATP, UTP, CTP, GTP, Seperate 100mM Solution for RNA use</a> | 擴增RNA           | 1ml/2990<br>1mlX4/9450                              |
| <a href="#">Lysozyme</a>                                                | 破壞細菌細胞壁         | 10g/1890<br>10gX2/3150                              |
| <a href="#">Proteinase K</a>                                            | 降解蛋白質           | 100mg/1470<br>500mg/6300                            |
| <a href="#">DNase I, from Bovine Pancreas</a>                           | 降解DNA           | 100mg/1680                                          |
| <a href="#">RNase A</a>                                                 | 降解RNA           | 100mg/1680                                          |
| <a href="#">Total RNA Isolation Kit-Plant</a>                           | 抽取植物RNA試劑組      | 100rxn/6300                                         |
| <a href="#">Total RNA Isolation Kit-Tissue</a>                          | 抽取組織RNA試劑組      | 100rxn/6300                                         |
| <a href="#">Total RNA Isolation Kit-Cell/Bacteria/Blood/Fungus</a>      | 抽取多類樣品RNA試劑組    | 100rxn/6300                                         |

